

# POSSÍVEIS ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

ANOMALIA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
<b>VISOR INATIVO</b>	A unidade não se encontra ligada a uma fonte de energia	<b>Certifique-se de que o equipamento está corretamente ligado a tomada</b> <b>Verifique o circuito elétrico da sua residência</b>
	A máscara e o arnês não foram posicionados corretamente	<b>Ajuste a posição da máscara e do arnês</b>
<b>O AR FORNECIDO PELO DISPOSITIVO É INSUFICIENTE</b>	O filtro de ar está sujo	<b>Substitua o filtro de ar</b>
	O circuito está bloqueado, comprimido ou perfurado	<b>Desbloqueie ou liberte o circuito</b> <b>Verifique se o circuito do doente está perfurado</b>
	O circuito não foi devidamente ligado	<b>Verifique o circuito</b>
	O tempo de rampa está a ser utilizado	<b>Aguarde pelo aumento da pressão de ar</b>
	Está a falar, a tossir ou a respirar de forma irregular	<b>Evite falar se estiver a utilizar uma máscara nasal e respire o mais normalmente possível</b>
<b>A PRESSÃO AUMENTA DE FORMA INADEQUADA</b>	A almofada da máscara está a vibrar sobre a pele	<b>Ajuste o arnês</b>